

cardiofax^S

Elektrodiardiograf ECG-2250



Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**

Dostęp do niezawodności

Niezawodne i dokładne diagnozowanie

Program analizy EKG ECAPS12C firmy Nihon Kohden wyposażony jest w ponad 200 wniosków oraz 5 kategorii oceny ze szczegółową analizą. ECAPS12C wykrywa również wzór EKG typu Brugada.

ECG-2250 spełnia wymogi standardu IEC60601-2-51 odnośnie wysokiej dokładności przetwarzania sygnału, filtrowania AC oraz pomiaru i analizy EKG. Szum jest eliminowany bez zniekształceń przebiegów.

Bardziej dokładna informacja wspiera szybszą diagnozę.

Niezawodne monitorowanie

7-calowy, kolorowy, podświetlony ekran LCD wyświetla wszystkie 12 odprowadzeń EKG wraz z danymi pacjenta na jednym, przejrzystym ekranie.

Komunikat o odłączeniu elektrody zapobiega konieczności przeprowadzenia ponownego badania, podczas gdy funkcja Pomoc pokazuje, która elektroda została odłączona.

Możliwy jest przegląd przebiegów EKG i wyników analizy przed zapisem.

Niezawodne zarządzanie danymi pacjenta

Klawiatura alfanumeryczna zapewnia wygodne wprowadzanie danych. Możliwe jest także użycie szybkiego i niezawodnego czytnika kodów kreskowych lub kart magnetycznych.

W wewnętrznej pamięci można zapisać do 400 plików EKG. Około 3,000 plików EKG można zapisać a jednej karcie pamięci SD.

Niezawodne przenoszenie danych

Dane EKG można przesłać do komputera za pomocą karty SD, przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.



Karta pamięci SD



Adapter USB Wi-Fi




Przewodowa sieć LAN


ej diagnozy




Przykładowe Zapisy



6 przebiegów 12-odprowadzeniowego EKG, wyniki analizy



3 przebiegi 12-odprowadzeniowego EKG, 1 kanał zapisu rytmu




3 kanały zapisu rytmu

Specyfikacja techniczna

Wymiary	285 SZ x 102 W x 298 G mm
Waga	2.3 kg (bez akumulatora i papieru)
Czas pracy akumulatorowej	60 minut
Wyświetlacz	7-calowy, kolorowy TFT LCD
Liczba kanałów do zapisu	3, 4, 6
Prędkość papieru	5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
Papier do rejestratora	110 mm szerokości
Standardy bezpieczeństwa i jakości	IEC 60601-1: 2012, IEC 60601-2-25: 2011

Główne Opcje

- Wózek, KD-105D/E
- Uchwyt na kable pacjenta, KH-100D
- Karta pamięci SD, QM-001D
- Oprogramowanie ECG Viewer



Diagnos Sp. z o.o.
ul. Łączyńy 4, 02-820 Warszawa
Tel. 22 331 05 03-04
Fax. 22 331 05 00
www.diagnos.pl



NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 (3) 5996-8036 Fax +81 (3) 5996-8100
www.nihonkohden.com